

## FIXO SPLINT KIT

Steccobende rigide – Kit 3 misure con sacca



Le steccobende Fixo Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

### Caratteristiche specifiche

- Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
- Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
- Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Misura XS	120 x 220 x 310 ± 10	410
Misura S	120 x 230 x 500 ± 10	640
Misura L	150 x 230 x 730 ± 10	870
Materiali	PVC, legno	
Peso del kit	2,3 kg	
Dimensione sacca	800 x 430 mm	
Peso sacca	450 g	

### Accessori di serie

- Sacca di trasporto in PVC arancio

<sup>(1)</sup> Larghezza x Profondità x Altezza (come da immagine)

### QC70091A

FIXO SPLINT - KIT STECCOB. 3 MIS. (XS-S-L) C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QC70010A - FIXO SPLINT - STECCOBENDA RIGIDA MIS. XS	Id. Reg. 103665	CND V0804
QC70020A - FIXO SPLINT - STECCOBENDA RIGIDA MIS. S	Id. Reg. 103660	CND V0804
QC70050A - FIXO SPLINT - STECCOBENDA RIGIDA MIS. L	Id. Reg. 103657	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)