

## FIXO SPLINT KIT

Steccobende rigide



Steccobende rigide per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permettono di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

### Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap
Rivestimento termosaldato per garantire un'igienizzazione efficace
Materiali morbidi per garantire elevato comfort

### Accessori di serie

QC70100A	Sacca di trasporto in PVC arancio
----------	-----------------------------------

<sup>(1)</sup> Larghezza x Altezza (come da immagine)

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Misura XS	120x310	380
Misura S	120x500	600
Misura L	150x730	830
Materiali	PVC, legno	
Peso del kit	2,3 kg	
Dimensione sacca	800x430 mm	
Peso sacca	450 g	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MOD.U004 FIXO SPLINT KIT 3 MIS.  
(XS-S-L) C/SAC

QC70092A

Classificazione CND



V0804

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)