

## CDK Kit

### Materasso a depressione rastremato con pompa e sacca di trasporto



I materassi a depressione CDK sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto robusto, non assorbente e autoestinguente  
 Corda perimetrale con morbide maniglie per facilitare il trasporto  
 Forma rastremata per migliorare l'aderenza al paziente  
 9 maniglie rendono più agevole il trasporto e consentono un miglior adattamento in vari scenari di soccorso  
 Completo di pompa in ABS a doppio effetto e sacca di trasporto

#### Dati tecnici

Lunghezza	2150 ± 30 mm
Larghezza	900 ± 30 mm
Numero di maniglie	9
Materiali	PVC, Nylon, Ottone, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	4,1 ± 0,3 kg
Capacità di carico	150 kg

#### Accessori opzionali

ST00593A	K Belt 3 – 3 cinture 1 pezzo con sacca
QM22199A	Kit di riparazione

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MOD.S018 CDK MATERASSO /  
 POMPA ABS C/SACCA  
 QM22092A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	794749

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)