

Res-Q-Matt Plus

Materasso a depressione



I materassi a depressione Res-Q-Matt Plus sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC estremamente resistente
Maniglie integrate per offrire la massima presa

Dati tecnici

Lunghezza	2140 ± 20 mm
Larghezza	940 ± 10 mm
Materiale di riempimento	Polistirene
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, Nylon, Ottone, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

Accessori opzionali

QM22120A	Pompa in alluminio
QM22125A	Pompa in alluminio a doppio effetto
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di riparazione

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

RES-Q-MATT PLUS - MATERASSO A
DEPRESSIONE

QM22101A

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it