

Res-Q-Matt

Materasso a depressione compatto



I materassi a depressione Res-Q-Matt sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente
 Rivestimento rimovibile per facilitare le operazioni di igienizzazione

Dati tecnici

Lunghezza	2060 ± 20 mm
Larghezza	800 ± 10 mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, Nylon, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	7,8 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

Accessori di serie

Pompa in alluminio
 Sacca di trasporto per materassi a depressione

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

RES-Q-MATT - MATERASSO DEP.
 ARAN. C/SAC. E QMX120

QM22105A

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it