

QMX 109

Pompe à vide



Pompe à double effet pour utilisation avec matelas et attelles à dépression.

Caractéristiques spécifiques

Chambre à air volumineuse pour assurer un gonflage ou dépressions plus rapide

La base de la pompe dispose de deux ailes permettant de positionner les pieds et pour stabiliser la pompe durant l'utilisation

Poignées avec finition antidérapante

Tubulure d'aspiration/gonflage avec système d'attache rapide

Double sortie avec pictogramme d'identification (inflate/deflate)

Données techniques

Dimensions	215x100x445 ± 5 mm
Longueur tubulure	100 ± 5 cm
Matériaux	ABS, PE
Poids	0,6 ± 0,1 kg

QMX 109 – POMPE EN ABS
DOUBLE EFFET
QM22109A

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it