

QMX 120

Pompa per sistemi a depressione



Pompa destinata all'impiego con materassi o steccobende a depressione Spencer.

Caratteristiche specifiche

La camera in alluminio rende il dispositivo robusto e leggero

La sagoma della base, consente di tenere ferma la pompa durante l'utilizzo

Dati tecnici

Dimensioni	500x140x80 mm
Lunghezza tubo	100 ± 5 cm
Materiali	Al, PVC, Acciaio
Peso	1,14 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 120 - POMPA VACUUM IN
ALLUM. SIST. DEPRESS.

QM22120A

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it