

QMX 120

Pompka do systemów próżniowych



Pompka przeznaczona do użytku z materacami i usztywnieniami próżniowymi Spencer.

Cechy charakterystyczne

Aluminiowy cylinder gwarantuje wytrzymałość i niewielką wagę
Kształt podstawy umożliwiający stabilność w trakcie użytkowania

Dane techniczne

Wymiary	500x140x80 mm
Długość cylindra	100 ± 5 cm
Materiały	Al, PVC, Stal
Waga	1,14 ± 0,1 kg

ALUMINUM VACUUM PUMP
QMX120
QM22120A

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it