

QMX 130

Bomba de vacío en aluminio



Bomba de vacío compacta, ideal para férulas de vacío.

Características específicas

La cámara de aluminio hace que el dispositivo sea fuerte y ligero.

Caracterizado por pequeñas dimensiones, puede ser almacenado fácilmente en cualquier kit de férulas de vacío

Perilla redondeada para un agarre firme

Datos técnicos

Dimensiones	Ø55x320 mm
Diametro interno del tubo	8 mm
Largo del tubo	255 ± 10mm
Materiales	Al, PVC
Peso	400 ± 10 g

QMX 130 – BOMBA DE VACÍO para
FÉRULAS DE VACÍO
QM22130A

Rev.2 (31/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it