

## QMX 130

### Pompe à vide



Pompe à vide type seringue idéale pour utilisation avec tout type d'attelle à dépression.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure en aluminium pour une parfaite durabilité et extrême légèreté du dispositif

Très compacte pour rendre faciles les opérations de transport et stockage à l'intérieur des kits d'attelles à dépression

Poignée arrondie pour une sécurité et utilisation optimale

#### Données techniques

Dimensions	Ø55x320 mm
Diamètre interne tube	8 mm
Longueur tube	255 ± 10mm
Matériaux	Al, PVC
Poids	400 ± 10 g

QMX 130 – POMPE A VIDE POUR  
 ATTELLES A DEPRESSION  
 QM22130A

Rev.2 (31/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)