

QMX 199

Kit riparazione



Kit riparazione per materassi e steccobende a depressione.

Caratteristiche specifiche

4 dischetti in PVC
1 tubetto di colla

Dati tecnici

Dimensione dischetto	ø5 cm
Colla	5 g
Peso complessivo	14 g

KIT RIPARAZIONE

QM22199A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it