

Res-Q-Matt

Colchón de vacío compacto



Los colchones de vacío Res-Q-Matt son dispositivos destinados principalmente a garantizar la inmovilización de todo el cuerpo durante el transporte del paciente.

Características específicas

Tejido extremadamente resistente
Extraíble para una máxima higiene

Detalles técnicos

Longitud	2060 ± 20 mm
Anchura	800 ± 10 mm
Número de asas	8
Materiales	PVC, Nailon, Poliestireno
Peso (bomba no incluida)	7,8 ± 0,5 kg
Capacidad de carga	150 kg

Accesorios opcionales

QM22109A	Bomba en ABS doble efecto
QM22120A	Bomba en aluminio
QM22170A	Bolsa de transporte para colchones de vacío
QM22199A	Kit de reparación
ST00593A	K-BELT 3 – Tres cinturones STX 593 con bolsa

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

RES-Q-MATT - COLCHÓN DE VACÍO
NARANJA



QM22206A

Clasificación CND

V0804

ID de registro

102652

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it