

Res-Q-Matt

Matelas à dépression compact



Les matelas à dépression sont des dispositifs d'immobilisation des patients traumatisés. Le système de vide permet différents niveaux d'immobilisation. Le plus rigide aide le bon positionnement du patient; les plus doux permettent d'atténuer les vibrations basses fréquences généralement rencontrées sur les véhicules d'urgence pendant le transport

Caractéristiques Spécifiques

Tissu extrêmement résistant
Couvercle amovible pour faciliter les procédures de nettoyage

Données Techniques

Longueur	2060 ± 20mm
Largeur	800 ± 10mm
N° de poignées	8
Matériaux	Al, PVC, Nylon
Poids	7,8 ± 0,5 kg

Optionals

QM22109A	Pompe à double effet ABS
QM22120A	Pompe en aluminium
QM22170A	Sac de transport pour matelas à vide
QM22199A	Trousse de réparation
ST00593A	K BELT 3 - Trois ceintures STX597

Disp. Med. De classe I selon la Dir. 93/42/CEE

MATELAS À DÉPRESSION RES Q
MATT AVEC 8 POIGNÉES

QM22206A

Classification CND



V0804

Numéro de registration

102652

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it