

Res-Q-Matt

Materasso a depressione compatto



I materassi a depressione Res-Q-Matt sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente
Sfoderabile per garantire la massima igiene

Dati tecnici

Lunghezza	2060 ± 20mm
Larghezza	800 ± 10mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, Nylon, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	7,8 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

Accessori opzionali

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22120A	Pompa in alluminio
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di riparazione
ST00593A	K BELT 3 – tre cinture STX 597 con sacca

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

RES-Q-MATT - MATERASSO A DEPRESSIONE ARANCIO	
QM22206A	
Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102652

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it