

Res-Q-Matt

Kompaktowy materac próżniowy



Materace próżniowe służą do unieruchamiania pacjentów urazowych. System próżniowy pozwala na różne stopnie unieruchamiania. Większe usztywnienie materaca gwarantuje bardziej stabilne unieruchomienie; mniejsze, pozwala na zmniejszenie wstrząsów powstających w trakcie transportu.

Cechy charakterystyczne

Niezwykle wytrzymały materiał.
Zdemowalny, łatwy w czyszczeniu pokrowiec

Dane techniczne

Długość	2060 ± 20mm
Szerokość	800 ± 10mm
Ilość uchwytów	8
Materiały	Al, PVC, Nylon
Waga	7,8 ± 0,5 kg

Wyposażenie dodatkowe

QM22109A	Pompka dwukierunkowa z ABS
QM22120A	Pompka aluminiowa
QM22170A	Torba transportowa
QM22199A	Zestaw naprawczy
ST00593A	Zestaw K BELT 3 – trzy pasy STX597

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

VACUUM MATTRESS RES Q MATT
WITH 8 HANDLES



QM22206A

Klasyfikacja CND	V0804
Numer rejestracji	102652

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it