

CDK

Colchón de vacío fusiforme



Los colchones de vacío CDK son dispositivos destinados principalmente a garantizar la inmovilización de todo el cuerpo durante el transporte del paciente.

Características específicas

Tela resistente, no absorbente y autoextinguible
Cuerda perimetral con mango suave para un transporte más fácil
Fusiforme para mejorar la adherencia de pacientes

Detalles técnicos

Longitud	2150 ± 30 mm
Anchura	900 ± 30 mm
Número de asas	9
Materiales	PP, PVC, Nailon, Latón, Poliestireno
Peso (bomba no incluida)	4,1 ± 0,3 kg
Capacidad de carga	150 kg

Accesorios opcionales

ST00593A	K Belt 3 - 3 cinturones 1 pieza con bolsa
QM22109A	Bomba en ABS doble efecto
QM22120A	Bomba en aluminio
QM22170A	Bolsa de transporte para colchones de vacío
QM22199A	Kit de reparación

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

CDK - COLCHÓN DE VACÍO	
NARANJA/GRIS	
QM22300A	
Clasificación CND	V0804
ID de registro	102659

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it