

CDK

Matelas à dépression fuselé



Les matelas à dépression CDK sont des dispositifs destinés principalement à assurer l'immobilisation complète du corps pendant le transport du patient.

Caractéristiques spécifiques

Tissu robuste, non absorbant et ignifuge
 Corde qui s'étend sur le périmètre avec des poignées souples pour simplifier le transport
 Forme fuselée pour améliorer l'adhérence au patient
 9 poignées rendent plus simple le transport et permettent d'utiliser le dispositif en différents scénarios de secours
 La compatibilité aux rayons X permet d'effectuer les diagnostics préliminaires

Accessoires

ST00593A	K BELT 3 - jeu de ceintures
QM22109A	Pompe à vide en ABS à double effet
QM22120A	Pompe à vide en aluminium
QM22170A	Sac de transport
QM22199A	Kit de réparation

Données techniques

Longueur	2150 ± 30 mm
Largeur	900 ± 30 mm
Nombre de poignées	9
Matériaux	PP, PVC, Nylon, Laiton, Polystyrène
Poids (pompe exclue)	4,1 ± 0,3 kg
Capacité de charge	150 kg

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

CDK - MATELAS À DÉPRESSION
 ORANGE/GRIS

QM22300A

Classification CND V0804

Numéro d'inscription 102659



Rev.0 (27/08/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it