

## BLUE MATT

### Materasso a depressione



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

#### Specific characteristics

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente  
 Corda perimetrale con morbide maniglie per facilitare il trasporto  
 Forma rastremata per migliorare l'aderenza al paziente  
 9 maniglie rendono più agevole il trasporto e consentono un miglior adattamento in vari scenari di soccorso  
 Dotato di occhielli sul perimetro per l'ancoraggio delle cinture  
 Fornito con 3 cinture con moschettone

#### Optional

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22120A	Pompa in Alluminio
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di Riparazione

#### Dati tecnici

Lunghezza	2150 ± 30 mm
Larghezza	900 ± 30 mm
Numero di maniglie	9
Materiali	Al, PP, PVC, Nylon
Peso	4,8 ± 0,3 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BLUE MATT - MATERASSO A  
 DEPRESSIONE RINFORZATO



QM22350A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102665

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)