

## RES-Q-SPLINT KIT

Férulas de vacío – Kit 3 medidas con bomba y bolsa



Las férulas Res-Q-Splint son dispositivos destinados a la inmovilización de las extremidades a emplear en casos de sospecha de lesiones o fracturas de las mismas, con el fin de evitar su empeoramiento en las fases prehospitalarias.

### Características específicas

Tejido en PVC fácil de limpiar

Cámaras separadas, limitan los desplazamientos y las acumulaciones de material de relleno, lo que garantiza una mejor distribución y hace más eficaz la inmovilización de la extremidad

Cierre rápido gracias al sistema de cinturones strap integrados

Válvula sin retorno que se caracteriza por amplios pasajes para hacer la depresión más rápida

Bolsa de transporte con asas y espacio para la bomba en la parte trasera

Bomba suministrada que se caracteriza por su pequeño tamaño y su alta eficiencia

### Datos técnicos

Dimensiones med. S	560 x 460 ± 10 mm
Dimensiones med. M	490 x 380 x 700 ± 10 mm
Dimensiones med. L	750 x 540 x 900 ± 10 mm
Peso med. S	295 ± 50 g
Peso med. M	630 ± 50 g
Peso med. L	1050 ± 50 g
Dimensiones bolsa	550 x 410 x 160 ± 20 mm
Materiales	PVC, Al, PS
Peso del kit	3,16 ± 0,2 kg

### QM22500A

RES-Q-SPLINT - CONJUNTO 3 MEDIDAS C/BOMBA Y BOLSA

SET compuesto por los siguientes DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

QM22530A – RES-Q-SPLINT - FÉRULA DE VACÍO MED. S	Id. reg. 102933	CND V0804
QM22520A – RES-Q-SPLINT - FÉRULA DE VACÍO MED. M	Id. reg. 102924	CND V0804
QM22510A – RES-Q-SPLINT - FÉRULA DE VACÍO MED. L	Id. reg. 102852	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)