

## RES-Q-SPLINT

### Steccobenda a depressione



Le steccobende Res-Q-Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile

I 3 canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati

Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

#### Dati tecnici

Lato maggiore	750 ± 10 mm
Lato minore	540 ± 10 mm
Lunghezza	900 ± 10 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso	1050 ± 50 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MOD.Y001 RES-Q-SPLINT  
STECCOBENDA DEP. MIS.L  
QM22504A

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)