

## RES-Q-SPLINT KIT

Steccobende a depressione – Kit 3 misure con pompa e sacca



Le steccobende Res-Q-Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile

Canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati

Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

Sacca di trasporto dotata di maniglie e alloggiamento per la pompa sul lato posteriore

Pompa in dotazione caratterizzata da dimensioni ridotte ed elevata efficienza

### Dati tecnici

Dimensioni mis. S	560 x 460 ± 10 mm
Dimensioni mis M	490 x 380 x 700 ± 10 mm
Dimensioni mis. L	750 x 540 x 900 ± 10 mm
Peso mis. S	295 ± 50 g
Peso mis M	630 ± 50 g
Peso mis. L	1050 ± 50 g
Dimensione sacca	550 x 410 x 160 ± 20 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso del kit	3,45 ± 0,2 kg

### QM22507A

MOD.Y001 RES-Q-SPLINT SET 3 MISURE C/POMPA E SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QM22530A – RES-Q-SPLINT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS.S	Id. Reg. 102933	CND V0804
QM22520A – RES-Q-SPLINT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS.M	Id. Reg. 102924	CND V0804
QM22510A – RES-Q-SPLINT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS.L	Id. Reg. 102852	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)