

## RES-Q-SPLINT

Tala de vácuo



As talas Res-Q-Splint são dispositivos que servem para imobilizar os membros caso haja suspeita de lesões ou fraturas dos mesmos, com o objetivo de prevenir o seu agravamento durante as fases pré-hospitalares.

**Características específicas**

Tecido em PVC fácil de limpar

Fecho rápido graças ao sistema de correias com strap integrados

Válvula de retenção caracterizada por passos extensos para fazer depressão mais rapidamente

**Especificações técnicas**

Dimensões	560 x 460 ± 10 mm
Largura da parte central	210 ± 10 mm
Materiais	PVC, Al, PS
Peso	295 ± 50 g

DM de Class I de acordo com o Reg, UE 2017/745

RES-Q-SPLINT - TALA DE VÁCUO

TAM.S

QM22530A

Classificação CND



V0804

ID de registo

102933

Rev.0 (04/05/2021)

CÓPIA NÃO CONTROLADA - revisões sucessivas estarão disponível no link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)