

RES-Q-SPLINT PLUS KIT

Steccobende a depressione – Kit 3 misure con pompa e sacca



Le steccobende Res-Q-Splint Plus sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati
Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
Sacca di trasporto dotata di maniglie e alloggiamento per la pompa sul lato posteriore
Pompa in dotazione caratterizzata da dimensioni ridotte ed elevata efficienza

Dati tecnici

Dimensioni mis. S	735 x 640 ± 10 mm
Dimensioni mis. M	1100 x 695 ± 10 mm
Dimensioni mis. L	1300 x 720 ± 10 mm
Peso mis. S	600 ± 10 g
Peso mis. M	850 ± 10 g
Peso mis. L	1050 ± 10 g
Dimensione sacca	700 x 500 x 250 ± 20 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso del kit	3,8 ± 0,4 kg

QM22590A

RES-Q-SPLINT-PLUS - SET 3 MISURE C/POMPA E SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QM22593A – RES-Q-SPLINT-PLUS - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. S	Id. Reg. 102927	CND V0804
QM22592A – RES-Q-SPLINT-PLUS - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. M	Id. Reg. 102926	CND V0804
QM22591A – RES-Q-SPLINT-PLUS - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. L	Id. Reg. 102931	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it