

## RES-Q-SPLINT PLUS KIT

Zestaw unieruchomień próżniowych



Zestaw unieruchomień do kończyn. Unieruchomienia pozwalają na ograniczenie bólu i potencjalnych urazów w trakcie transportu pacjenta.

### Cechy charakterystyczne

Łatwa w czyszczeniu powierzchnia PVC

Szybkie i proste zakładanie dzięki zamknięciom na rzepy.

Zawór zwrotny o dużym przepływie pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganego poziomu usztywnienia.

Pokrowiec transportowy z pasami nośnymi i kieszenią na pompkę.

Dostarczana w zestawie niewielka pompka o dużej wydajności.

### Dane techniczne

Wymiary rozm. S	735x640 ± 10 mm
Wymiary rozm. M	1100x695 ± 10 mm
Wymiary rozm. L	1300x720 ± 10 mm
Wymiary pokrowca	700x500x250 ± 20 mm
Materiały	PVC, Al, PS
Waga zestawu	3,8 ± 0,4 kg

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT PLUS KIT -  
UNIVERSAL VACUUM SPLINTS

QM22590A

Klasyfikacja CND



V0804

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)