

RES-Q-SPLINT PLUS

Steccobenda a depressione



Le steccobende Res-Q-Splint Plus sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati
 Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione
 Indicata per l'immobilizzazione della gamba

Dati tecnici

Dimensioni	1300 x 720 ± 10 mm
Materiali	PVC, Al, PS
Peso	1050 ± 10 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

RES-Q-SPLINT-PLUS -
 STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS.
 L



QM22591A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102931

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it