

## EMSoft

### Steccobende a depressione – Kit 2 misure con pompa e sacca



Le steccobende EMSoft sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

#### Caratteristiche specifiche

Ridotti ingombri di stoccaggio  
 Valvola unidirezionale  
 Strato di vinile per rendere agevole la pulizia  
 Elevata modellabilità  
 Applicazione rapida grazie alle chiusure strap  
 Pompa e borsa di trasporto incluse

#### Dati tecnici

	Dimensioni (mm)	Peso (g)
Misura S	750 x 600	585
Misura L	1100 x 800	1130
Pompa	Ø 36 x 310	500

Nota: Tolleranze sulle dimensioni ± 10 mm. Tolleranze sul peso ± 40 g.

#### QM22700A

EMSOFT - SET 2 MISURE (S-L) C/POMPA E SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QM22702A – EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. S	Id. Reg. 102989	CND V0804
QM22701A – EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. L	Id. Reg. 102963	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)