

EMSoft

Steccobende a depressione – Kit 3 misure con pompa e sacca



Le steccobende EMSOFT sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Ridotti ingombri di stoccaggio
 Valvola unidirezionale
 Strato di vinile per rendere agevole la pulizia
 Elevata modellabilità
 Applicazione rapida grazie alle chiusure strap
 Pompa e borsa di trasporto incluse

Dati tecnici

| | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
|----------|-----------------|----------|
| Misura S | 750 x 600 | 585 |
| Misura M | 900 x 700 | 830 |
| Misura L | 1100 x 800 | 1130 |
| Pompa | Ø 36 x 310 | 500 |

Nota: Tolleranze sulle dimensioni ± 10 mm. Tolleranze sul peso ± 40 g.

QM22707A

EMSOFT - SET 3 MISURE (S-M-L) C/POMPA E SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| QM22702A – EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. S | Id. Reg. 102989 | CND V0804 |
| QM22705A – EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. M | Id. Reg. 102965 | CND V0804 |
| QM22701A – EMSOFT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS. L | Id. Reg. 102963 | CND V0804 |

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it