

## EMSoft Pro

### Steccobende a depressione



Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

#### Caratteristiche specifiche

Ridotti ingombri di stoccaggio

Valvola unidirezionale

Ciascuna steccobenda è inserita all'interno di una fodera rimovibile in trama di nylon che, oltre a poter essere lavata separatamente, aumenta la resistenza e la durata del prodotto.

Elevata modellabilità

Fibbie a sgancio rapido per una rapida applicazione

Pompa e borsa di trasporto incluse

#### Dati tecnici

	Dimensioni (mm)	Peso (g)
Misura S	750x600	860
Misura L	1100x800	1510
Pompa	Ø36 x 310	500

Nota: Tolleranze sulle dimensioni ± 10mm, Tolleranze sul peso ± 40g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

EMSOFT PRO - KIT 2 MISURE (S-L)

C/POMPA E SACCA

QM22760A

Classificazione CND



V0804

Identificativo registrazione

195251

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)