

## COMBIMATT

### Materasso a depressione



I materassi a depressione Combimatt sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Il materasso in polietilene espanso integrato, aumenta il comfort del paziente quando Combimatt viene utilizzato come materasso per barella

Possibilità di inserimento di una tavola spinale

#### Accessori di serie

STX 597 – Cintura un pezzo plastica

#### Accessori opzionali

QM22199A	Kit di riparazione
QM22120A	Pompa in alluminio
QM22803A	Combimatt – sacca di trasporto in PVC

#### Dati tecnici

Lunghezza	2030 ± 10mm
Larghezza	990 ± 10mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, PE, Nylon, Polistirolo, Ottone
Peso (pompa esclusa)	6,4 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

COMBIMATT - MATERASSO A DEPRESSIONE E TRASPORTO



QM22800A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102666

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)