


COMBIMATT

Materasso a depressione



I materassi a depressione Combimatt sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Il materasso in polietilene espanso integrato, aumenta il comfort del paziente quando Combimatt viene utilizzato come materasso per barella

Possibilità di inserimento di una tavola spinale

Accessori di serie

STX 597 – Cintura un pezzo plastica

Pompa in alluminio

Combimatt – sacca di trasporto in PVC

Accessori opzionali

QM22199A Kit di riparazione

Dati tecnici

Lunghezza	2030 ± 10 mm
Larghezza	990 ± 10 mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10 mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, PE, Nylon, Polistirolo, Ottone
Peso (pompa esclusa)	6,4 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

COMBIMATT - MATERASSO
DEPRESSIONE C/SACCA E QMX120
QM22804A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	1229038

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it