

## NEXUS

### Matelas à dépression anti-rétractation



Matelas immobilisateur à dépression anti-rétractation permettant d'immobiliser les patients ayant des lésions traumatiques aux membres et à la colonne vertébrale. Le dispositif offre la possibilité d'adopter différents niveaux d'immobilisation en fonction des besoins du patient.

#### Caractéristiques spécifiques

Robuste, imperméable et ignifuge  
 Poignées de portage solides et confortables  
 Équipé d'un tapis de sol intégré offrant un meilleur support au patient et de limiter les effets de rétractation du matelas durant les opérations de décompression

#### Equipement de base

ST00597A 3 SANGLES MODELE STX 597

#### Accessories

QM22125A Pompe métal double effet QMX 125  
 QM22120A Pompe métal QMX 120  
 QM22902A Sac de transport  
 QM22199A Kit de réparation

#### Données techniques

Longueur	2025 ± 10mm
Largeur	855 ± 10mm
Épaisseur (coté vanne)	100 ± 10mm
N° de poignées	8
Matériaux	PVC, Wood, Nylon Al
Poids sans sangles	5,6 ± 0,5 kg
Capacité de portage	150 kg

Dispositif médical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

NEXUS – MATELAS A DEPRESSION  
 ANTI-RETRACTATION



QM22900A

Classification CND V0804

Identifiant d'enregistrement 102669

Rev.2 (18/07/2015)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)