

NEXUS

Materasso a depressione antiretrazione



I materassi a depressione Nexus sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestingente

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Gli inserti rigidi incorporati nella parte inferiore del materasso, offrono maggior supporto al paziente e limitano la retrazione del materasso durante le fasi di decompressione

Accessori di serie

STX 597 – Cintura un pezzo plastica arancio

Accessori opzionali

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22120A	Pompa in alluminio
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di riparazione

Dati tecnici

Lunghezza	2025 ± 10 mm
Larghezza	855 ± 10 mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10 mm
Numero di maniglie	8
Materiali	PVC, Legno, Nylon, Ottone, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	5,6 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

NEXUS - MATERASSO
DEPRESSIONE ANTIRETRAZIONE
QM22900A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	102669

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it