

NEXUS

Materasso a depressione antiretrazione



I materassi a depressione Nexus sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente, non assorbente ed autoestinguento

Maniglie rinforzate per offrire la massima sicurezza nella presa

Gli inserti rigidi incorporati nella parte inferiore del materasso, offrono maggior supporto al paziente e limitano la retrazione del materasso durante le fasi di decompressione

Accessori di serie

STX 597 – Cintura un pezzo plastica arancio

Pompa mod. 120

Sacca di trasporto

Accessori opzionali

QM22109A Pompa in ABS a doppio effetto

QM22120A Pompa in alluminio

QM22170A Sacca di trasporto materassi a depressione

QM22199A Kit di riparazione

Dati tecnici

Lunghezza	2025 ± 10 mm
Larghezza	855 ± 10 mm
Spessore a livello della valvola	100 ± 10 mm
Numero di maniglie	8
Canali longitudinali	5
Materiali	PVC, Legno, Nylon, Ottone, Polistirolo
Peso (pompa esclusa)	5,6 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

NEXUS - MATERASSO
DEPRESSIONE C/SACCA E QMX120

QM22901A

Classificazione CND



V0804

Identificativo registrazione

102670

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it