

MINI MATT

Materasso a depressione pediatrico



I materassi a depressione Mini Matt sono dispositivi destinati principalmente ad assicurare l'immobilizzazione di tutto il corpo durante il trasporto del paziente.

Caratteristiche specifiche

Versatile, semplice da utilizzare e igienizzare
Maniglie di trasporto larghe e robuste
Involucro esterno per proteggere il materassino dall'usura

Dati tecnici

Lunghezza	1300 ± 30 mm
Larghezza	600 ± 30 mm
Numero di maniglie	4
Materiali	PVC, Nylon
Peso (pompa esclusa)	2,2 ± 0,3 kg
Capacità di carico	30 kg

Accessori opzionali

QM22109A	Pompa in ABS a doppio effetto
QM22199A	Kit di riparazione

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MINI MATT - MATERASSO A DEPRESSIONE PEDIATRICO QM30161A	
Classificazione CND	
Identificativo registrazione	103716

Rev.0 (27/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it