

HIRVIN

Nosze płachtowe



Płachta Hirvin, przeznaczona jest do przenoszenia pacjentów bez urazów kręgosłupa z noszy na łóżko lub z miejsca zdarzenia na nosze.

Cechy charakterystyczne

Wykonane z niepalnego materiału
 Niewchłaniający materiał ułatwiający czyszczenie
 Nylonowe szwy o podwyższonej wytrzymałości.
 Szerokie taśmy uchwytów zapewniające pewny i stabilny chwyt.
 Bardzo mała powierzchnia składowania

Dane techniczne

Długość	1850 ± 10 mm
Szerokość	760 ± 5 mm
Wymiary po zwinięciu ⁽¹⁾	150x80x760 mm
N° uchwytów	6
Szerokość taśm	50 mm
Długość uchwytów	170 mm
Ładowność	150 kg
Materiały	Nylon, PVC
Waga	1,3 ± 0,2 kg

⁽¹⁾ Wielkość podana orientacyjnie, zależna od sposobu złożenia.

Aksesoria

CB03000A Pokrowiec transportowy z uchwytami

Zgodność z normami

UNI EN 1865-1

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

HIRVIN TRANSFER SHEET 6

HANDLES

QM40101A

Klasyfikacja CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it