


## HIRVIN

Telo portافرiti ad alta resistenza



I teli portافرiti Hirvin sono dispositivi da utilizzarsi per muovere e trasportare un paziente in posizione sdraiata o seduta.

### Caratteristiche specifiche

- Costruito con materiali ignifughi
- Facile igienizzazione grazie all'uso di tessuto non assorbente
- Cuciture in nylon per garantire elevata resistenza
- La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa
- Bassissimi ingombri di stoccaggio

### Accessori opzionali

- CB03000A Sacca di trasporto arancio con maniglie

### Norme tecniche

UNI EN 1865-1

### Dati tecnici

Lunghezza	1850 ± 10 mm
Larghezza	760 ± 5 mm
Dimensioni avvolto <sup>(1)</sup>	150 x 80 x 760 mm
N° maniglie	10
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie	170 mm
Portata	300 kg
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1,5 kg

<sup>(1)</sup> La misura si riferisce al telo avvolto. È puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

### DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

HIRVIN - TELO PORTAFERITI 10  
MANIGLIE ARANCIO  
QM40300A



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	170949

Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)