

HP HIRVIN PLUS

Lona porta-heridos de alta resistencia



Las lonas portaheridos HP Hirvin Plus son dispositivos que se emplean para mover y transportar a un paciente en posición tumbada o sentada.

Características específicas

Construido con materiales a prueba de fuego
 Fácil limpieza gracias a la utilización de tejido no absorbente
 Costuras de nylon reforzado para garantizar una alta resistencia
 El ancho de la cinta de los mangos garantiza la seguridad
 Espacio de almacenamiento mínimo
 Compartimiento en la parte externa que permite colocar la propia bolsa o una pequeña almohada

Equipamiento de serie

CB03000A	Bolsa de transporte naranja con mango
----------	---------------------------------------

De acuerdo con la norma

UNI EN 1865-1

Datos técnicos

Longitud	1850 ± 20 mm
Anchura	760 ± 5 mm
Dimensiones envuelto ⁽¹⁾	150 x 80 x 760 mm
N.º de asas	8
Ancho correas	50 mm
Largo asas	170 mm
Capacidad	150 kg
Materiales	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

(1) La medida se refiere a lona envuelta. Es meramente indicativa, en cuanto a que el dispositivo puede ser plegado o envuelto de diferentes modos.

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

HP HIRVIN PLUS - LONA PORTA-HERIDOS 8 ASAS NARANJA

QM40500A

ClasificaciónCND

ID de registro



V0899

170953

Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it