

HP HIRVIN PLUS

Telo portaferiti ad alta resistenza



I teli portaferiti HP Hirvin Plus sono dispositivi da utilizzarsi per muovere e trasportare un paziente in posizione sdraiata o seduta.

Caratteristiche specifiche

- Costruito con materiali ignifughi
- Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente
- Cuciture in nylon per garantire elevata resistenza
- La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa
- Bassissimi ingombri di stoccaggio
- Vano dedicato all'alloggiamento di un cuscino o della sacca di trasporto di cui è dotato il dispositivo

Accessori di serie

- | | |
|----------|---|
| CB03000A | Sacca di trasporto arancio con maniglie |
|----------|---|

Norme tecniche

UNI EN 1865-1

Dati tecnici

Lunghezza	1850 ± 20 mm
Larghezza	760 ± 5 mm
Dimensioni avvolto ⁽¹⁾	150 x 80 x 760 mm
N° maniglie	8
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie	170 mm
Portata	150 kg
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

⁽¹⁾ La misura si riferisce al telo avvolto. È puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

HP HIRVIN PLUS - TELO
PORTAFER. 8 MANIGLIE
ARANCIO

QM40500A

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 170953



Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it