

HP HIRVIN PLUS

Manta de salvamento alta resistência



As mantas HP Hirvin Plus são dispositivos que devem ser utilizados para mover e transportar o paciente em posição deitada ou sentada.

Características específicas

Construído com materiais à prova de fogo
 Fácil limpeza graças à utilização de tecido não-absorvente
 Costuras em nylon para garantir alta resistência
 A largura da fita das alças garante a segurança na tomada
 Espaço de armazenamento muito baixo
 Espaço dedicado à almofada ou ao saco de transporte

Especificações técnicas

Comprimento	1850 ± 20 mm
Largura	760 ± 5 mm
Dimensões enrolada ⁽¹⁾	150 x 80 x 760 mm
Quantidade de alças	8
Largura das fitas	50 mm
Comprimento das alças	170 mm
Capacidade	150 kg
Materiais	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

(1) A medida refere-se à manta enrolada. É um dado puramente indicativo, já que o dispositivo pode ser dobrado ou enrolado em diversos modos.

Acessórios padrão

CB03000A | Mala de transporte laranja com pegas

Cumprimento com

UNI EN 1865-1

DM de Class I de acordo com o Reg. UE 2017/745

HP HIRVIN PLUS - MANTAS DE
 TRANSPORTE DE FERIDOS 8
 PEGAS LARANJA



QM40500A

Classificação CND

V0899

ID de registro

170953

Rev.0 (15/02/2022)

CÓPIA NÃO VERIFICADA - as revisões subsequentes estarão disponíveis no link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Itália Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it