

HP HIRVIN PLUS

Telo portaferiti ad alta resistenza



I teli portaferiti HP Hirvin Plus sono dispositivi da utilizzarsi per muovere e trasportare un paziente in posizione sdraiata o seduta.

Caratteristiche specifiche

Costruito con materiali ignifughi
 Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente
 Cuciture in nylon per garantire elevata resistenza
 La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa
 Bassissimi ingombri di stoccaggio
 Vano dedicato all'alloggiamento di un cuscino o della sacca di trasporto di cui è dotato il dispositivo

Accessori di serie

CB03000A Sacca di trasporto arancio con maniglie

Norme tecniche

UNI EN 1865-1

Dati tecnici

Lunghezza	1850 ± 20 mm
Larghezza	760 ± 5 mm
Dimensioni avvolto ⁽¹⁾	150 x 80 x 760 mm
N° maniglie	8
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie	170 mm
Portata	150 kg
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

⁽¹⁾ La misura si riferisce al telo avvolto. È puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

HP HIRVIN PLUS - TELO
 PORTAFER. 8 MANIGLIE GIALLO
 QM40501A



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	170954

Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it