

WOW

Lona porta-heridos de transporte con 10 asas y apoyo para los pies



Las lonas portaheridos WOW son dispositivos que se emplean para mover y transportar a un paciente en posición tumbada o sentada.

Características específicas

Construido con materiales a prueba de fuego
Fácil limpieza gracias a la utilización de tejido no absorbente
Costuras de nylon reforzado para garantizar una alta resistencia y durabilidad
El ancho de la cinta de los mangos garantiza la seguridad
En el interior, hay asas dedicadas al paciente, para que sea más colaborativo y aumentar su seguridad
La forma especial ofrece un gran soporte lateral en la movimentación del paciente
Apoyo para los pies ajustables en 2 posiciones para aumentar la resistencia longitudinal
Tirantes ajustables incluidos para una mejor distribución de la carga para los operadores
Los soportes de aluminio son extraíbles a través de agujeros dedicados y se pueden plegar en tres partes. Cuando se insertan, aumentan la rigidez de la lona y permiten distribuir la carga sobre una superficie más grande y limitar la flexión.
El paciente también se puede llevar sentado
Espacio de almacenamiento reducido

Datos técnicos

Longitud	2560 ± 10 mm
Anchura parte superior	960 ± 5 mm
Anchura parte inferior	700 ± 5 mm
Dimensiones de almacenamiento (1)	500 x 600 x 150 mm
Dimensiones perfil individual plegado	74 x 450 x 30 ± 5 mm
N.º de Asas	10
Ancho correas	50 mm
Longitud asas superiores	160 mm
Longitud asas inferiores	260 mm
Longitud perfiles	1210 ± 10 mm
Número de regulaciones bandolera	6
Capacidad	150 kg
Peso	4,7 ± 0,2 kg
Materiales	Nylon, PVC, Al

(1) La medida se refiere a lona envuelta. Es meramente indicativa, en cuanto a que el dispositivo puede ser plegado o envuelto de diferentes modos.

De acuerdo con la norma

UNI EN 1865-1

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

WOW - LONA PORTA-HERIDOS 10

ASAS C/APOYAPIÉS

QM40600B

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it