

WOW

Portoir souple avec 10 poignées et repose-pieds



Les portoirs souples WOW sont des dispositifs à utiliser pour déplacer et transporter un patient en position couchée ou assise.

Caractéristiques spécifiques

Fabriqué avec des matériaux ignifuges
 Nettoyage simple et rapide grâce à l'utilisation de PVC non absorbant
 Sangles en nylon renforcé pour garantir une haute résistance et durée de vie
 La largeur des poignées garantit une prise très stable
 Deux poignées, permettent au patient de collaborer durant les opérations de transfert
 Parfaite contention latérale durant les opérations de transfert et de transport
 Repose-pieds ajustable en 2 positions pour sécuriser le patient
 Les bandoulières latérales et réglables de portage garantissent une parfaite distribution du poids du patient
 Supports en aluminium pliables en trois parties et amovibles. Ces supports permettent d'augmenter la rigidité du portoir tout en distribuant de manière uniforme le poids du patient en limitant les flexions.
 Le patient peut être ainsi transporté en position assise
 Faible encombrement pour le stockage

Données techniques

Longueur	2560 ± 10 mm
Largeur partie supérieure	960 ± 5 mm
Largeur partie inférieure	700 ± 5 mm
Encombrement pour le stockage ⁽¹⁾	500 x 600 x 150 mm
Encombrement tige individuelle repliée	74 x 450 x 30 ± 5 mm
N° Poignées	10
Largeur bandes	50 mm
Longueur poignées supérieures	160 mm
Longueur poignées inférieures	260 mm
Longueur tiges	1210 ± 10 mm
Numéro réglages bandoulières	6
Capacité de charge	150 kg
Poids	4,7 ± 0,2 kg
Matériaux	Nylon, PVC, Al

(1) La mesure se réfère à la toile enroulée. Elle est purement à titre indicatif, étant donné que le dispositif peut être plié ou enroulé de différentes façons.

Normes techniques

UNI EN 1865-1

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

WOW - PORTOIR SOUPLE 10 AVEC
 REPOSE-PIEDS
 QM40600B

Classification CND



V0899

Rev.0 (15/02/2022)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it