

WOW

Telo portaferiti con 10 maniglie e puntapiedi



I teli portaferiti WOW sono dispositivi da utilizzarsi per muovere e trasportare un paziente in posizione sdraiata o seduta.

Caratteristiche specifiche

- Costruito con materiali ignifughi
- Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente
- Cuciture in nylon irrobustite per garantire elevata resistenza e lunga durata
- La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa
- Sul lato interno sono presenti maniglie dedicate al paziente che, oltre a renderlo più collaborativo, ne aumentano la sicurezza
- La speciale sagomatura offre un elevato contenimento laterale durante le fasi di trasferimento
- Puntapiedi regolabile su 2 posizioni per aumentare il contenimento longitudinale
- Le tracolle regolabili in dotazione garantiscono una miglior distribuzione del carico per gli operatori
- Le travi longitudinali in alluminio sono sfilabili attraverso i comodi fori dedicati e possono essere piegate in 3 parti. Quando inserite, aumentano la rigidità del telo permettendo di distribuire il carico su una superficie più ampia e consentendo di limitare le flessioni.
- Il paziente può essere trasportato anche in posizione seduta
- Ingombri di stoccaggio ridotti

Norme tecniche

UNI EN 1865-1

Dati tecnici

Lunghezza	2560 ± 10 mm
Larghezza parte superiore	960 ± 5 mm
Larghezza parte inferiore	700 ± 5 mm
Ingombro di stoccaggio ⁽¹⁾	500 x 600 x 150 mm
Ingombro singola trave ripiegata	74 x 450 x 30 ± 5 mm
N° Maniglie	10
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie superiori	160 mm
Lunghezza maniglie inferiori	260 mm
Lunghezza travi	1210 ± 10 mm
Numero regolazioni tracolle	6
Portata	150 kg
Peso	4,7 ± 0,2 kg
Materiali	Nylon, PVC, Al

⁽¹⁾ La misura si riferisce al telo avvolto. È puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

WOW - TELO PORTAFERITI 10
MANIGLIE C/PUNTAPIEDI
QM40600B

Classificazione CND



V0899

Rev.0 (15/02/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it