

## WOW

Nosze płachtowe z 10 uchwytami i mocowaniem stóp.



Nosze płachtowe WOW, przeznaczone są do przenoszenia pacjentów z noszy na łóżko lub transportu z miejsca akcji ratunkowej na nosze pacjentów bez urazu kręgosłupa.

### Cechy charakterystyczne

- Wykonane z ognioodpornego materiału.
- Niewchłaniające materiały ułatwiające czyszczenie.
- Obszycie ze wzmacnianego nylonu zapewnia trwałość i wytrzymałość.
- Szeroka taśma uchwytów zapewniająca pewne i stabilne trzymanie.
- Uchwyty dla pacjenta po wewnętrznej stronie zapewniają lepszą współpracę i bezpieczeństwo.
- Specjalny kształt, zapewnia trzymanie boczne w trakcie transportu.
- Uchwyt na nogi, o dwóch poziomach regulacji, poprawia trzymanie wzdłużnie.
- Dołączone pasy ramienne, pozwalają na lepsze rozłożenie ciężaru pomiędzy ratownikami.
- Wzdłużne pręty aluminiowe, są usuwalne przez specjalne otwory i są składane na 3 części. Po zamontowaniu, zwiększają sztywność płachty, pomagając rozłożyć ciężar na większej powierzchni i ograniczając jej zginanie.
- Urządzenie pozwala także na transport pacjenta w pozycji siedzącej.
- Mała powierzchnia składowania

### Dane techniczne

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Długość z odwiniętym podnóżkiem    | 2560 ± 10 mm     |
| Długość ze złożonym podnóżkiem     | 1850 ± 10 mm     |
| Szerokość części górnej            | 960 ± 5 mm       |
| Szerokość części dolnej            | 700 ± 5 mm       |
| Wymiary po złożeniu <sup>(1)</sup> | 500x600x150 mm   |
| Wymiary prętów po złożeniu         | 75x450x30 ± 5 mm |
| N° uchwytów                        | 10               |
| Szerokość taśm                     | 50 mm            |
| Długość uchwytów górnych           | 160 mm           |
| Długość uchwytów dolnych           | 260 mm           |
| Długość prętów                     | 1210 ± 10 mm     |
| Ładowność                          | 150 kg           |
| Materiały                          | Nylon, PVC, Al   |
| Waga z prętami                     | 4,7 ± 0,2 kg     |
| N° ustawień dł. pasów ramiennych   | 6                |

<sup>(1)</sup> Wymiary po złożeniu podane orientacyjnie, zależą od sposobu złożenia.

### Zodność z normami

UNI EN 1865-1

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

WOW – CARRYING SHEET 10  
HANDLES W/FOOTREST  
QM40600B

CND Classification



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)