

## WOW

Manta de transporte de feridos com 10 pegas e apoio para os pés



As mantas WOW são dispositivos que devem ser utilizados para mover e transportar o paciente em posição deitada ou sentada.

### Características específicas

- Construído com materiais à prova de fogo
- Limpeza fácil graças à utilização de tecido não-absorvente
- Costuras em nylon reforçadas para garantir alta resistência e durabilidade
- A largura da fita das alças garante a segurança
- No lado interior, há pegas dedicadas ao paciente que, além de torna-lo mais colaborativo, aumentar a sua segurança.
- A conformação especial proporciona um grande apoio lateral na movimentação do paciente
- Apoio para os pés ajustável em 2 posições para aumentar a contenção longitudinal
- As alças de ombro ajustáveis fornecidas, asseguram uma melhor distribuição da carga para os operadores
- Os suportes de alumínio são removíveis através de furos dedicados e podem ser dobrados em três partes. Quando inseridos, aumentam a rigidez da manta e permitem distribuir a carga sobre uma maior superfície e limitar as flexões.
- O paciente pode ser transportado também sentado
- Espaço de armazenamento reduzido

### Cumprimento com

UNI EN 1865-1

### Especificações técnicas

Comprimento	2560 ± 10 mm
Comprimento parte superior	960 ± 5 mm
Comprimento parte inferior	700 ± 5 mm
Dimensões p/ armazenamento <sup>(1)</sup>	500 x 600 x 150 mm
Dimensões de uma barra transversal dobrada	74 x 450 x 30 ± 5 mm
Quantidade de alças	10
Largura das fitas	50 mm
Comprimento das alças superiores	160 mm
Comprimento das alças inferiores	260 mm
Comprimento das barras	1210 ± 10 mm
Ajustes do tiracolo	6
Capacidade	150 kg
Peso	4,7 ± 0,2 kg
Materiais	Nylon, PVC, Al

(1) A medida refere-se à manta envolta. É um dado puramente indicativo, já que o dispositivo pode ser dobrado ou envolta em diversos modos.

DM de Class I de acordo com o Reg. UE 2017/745

WOW - MANTAS DE TRANSPORTE DE FERIDOS 10 PEGAS C/APOIO DE PÉS

QM40600B

Classificação CND



V0899

Rev.0 (15/02/2022)

CÓPIA NÃO VERIFICADA - as revisões subsequentes estarão disponíveis no link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Itália Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)