

## QMX 750

### Materasso con maniglie



Materasso utilizzabile anche per il trasferimento dei pazienti grazie alle maniglie integrate.

#### Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

Zip sul lato superiore per consentire l'estrazione dell'imbottitura agevolando le procedure di pulizia

Maniglie larghe per una presa confortevole

Le 8 maniglie consentono la presa da parte di più operatori riducendone così gli sforzi

#### Dati tecnici

Dimensioni	1850x520 ± 10 mm
Spessore	50 mm
Materiali	PU esp, PVC
Peso	2,55 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 750 - MATERASSO CON 8  
MANIGLIE

QM50150A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93009



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)