

QMX 760

Materasso con maniglie



Materasso utilizzabile anche per il trasferimento dei pazienti grazie alle maniglie integrate.

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile
 Zip sul lato superiore per consentire l'estrazione dell'imbottitura agevolando le procedure di pulizia
 Maniglie larghe per una presa confortevole
 Le 8 maniglie consentono la presa da parte di più operatori riducendone così gli sforzi

Dati tecnici

Dimensioni	1850x410 ± 10 mm
Spessore	50 mm
Materiali	PU esp, PVC
Portata <small>(carico distribuito su tutte le 8 maniglie)</small>	120 kg
Peso	2,4 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 760 - MATERASSO CON 8
 MANIGLIE

QM50160A

Classificazione CND



V9099

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it