

## ECO AIR SPLINT KIT

Attelles gonflables – Jeu 6 tailles avec sac



Les attelles Air Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

### Caractéristiques spécifiques

- Encombrement extrêmement réduit pour simplifier le stockage
- Utilisation facile grâce à la pratique fermeture éclair
- En modifiant la pression intérieure il est possible de modifier la rigidité de l'immobilisation du membre
- Fermeture éclair avec code de couleur

### Données techniques

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Tailles   | Bras 37 cm          |
|           | Pied-cheville 40 cm |
|           | Bras 64 cm          |
|           | Leg 67 cm           |
|           | Bras 75 cm          |
|           | Jambe entiere 85 cm |
| Matériaux | PVC                 |
| Poids     | 1500 ± 50 g         |

Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTROLÉE – d'autres futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)

**QS24200A**

ECO AIR SPLINT - JEU ATTELLES 6 TAILLE A/SAC

SET composé des DM suivants de classe I conformes au Règ. UE 2017/745

|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| QS24237 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE AVANT-BRAS | Id. d'enreg.<br>103611 | CND V0804 |
| QS24240 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE JAMBE      | Id. d'enreg.<br>103636 | CND V0804 |
| QS24264 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE BRAS       | Id. d'enreg.<br>103628 | CND V0804 |
| QS24267 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE TIBIA      | Id. d'enreg.<br>103639 | CND V0804 |
| QS24275 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE CHEVILLE   | Id. d'enreg.<br>103633 | CND V0804 |
| QS24285 - AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE GENOU      | Id. d'enreg.<br>103644 | CND V0804 |

Rev.0 (04/05/2021)

 COPIE NON CONTROLÉE – d'autres futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)