

ECO AIR SPLINT KIT

Steccobende gonfiabili – Kit 6 misure con sacca di trasporto



Le steccobende Air Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
 Applicazione estremamente rapida grazie alla chiusura a zip
 Variando la pressione di gonfiaggio viene variato il grado di immobilizzazione dell'arto
 Tirazip con codice colore per una rapida identificazione della misura

Dati tecnici

Misure incluse	Braccio 37 cm
	Gamba 40 cm
	Braccio 64 cm
	Gamba 67 cm
	Braccio 75 cm
	Gamba 85 cm
Materiale	PVC
Peso	1500 ± 50 g

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

QS24200A

ECO AIR SPLINT - SET STECCOBENDE 6 MIS. C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

QS24237 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE AVANBRACCIO	Id. Reg. 103611	CND V0804
QS24240 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE GAMBA	Id. Reg. 103636	CND V0804
QS24264 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE BRACCIO	Id. Reg. 103628	CND V0804
QS24267 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE TIBIA	Id. Reg. 103639	CND V0804
QS24275 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE CAVIGLIA	Id. Reg. 103633	CND V0804
QS24285 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE GINOCCHIO	Id. Reg. 103644	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

 COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it