

AIR SPLINT KIT

Férulas inflables – Set 6 medidas con bolsa



Las férulas Air Splint son dispositivos destinados a la inmovilización de las extremidades a emplear en casos de sospecha de lesiones o fracturas de las mismas, con el fin de evitar su empeoramiento en las fases prehospitalarias.

Características específicas

Se requiere un espacio de almacenamiento reducido
 Aplicación rápida gracias al cierre de cremallera
 Variando la presión de inflado es posible aumentar o disminuir el nivel de inmovilización de la extremidad
 Zip con código de color para una identificación rápida del tamaño
 Bolsa práctica con compartimentos y cierre de correa

Datos técnicos

Medidas incluidas	Brazo 37 cm
	Pierna 40 cm
	Brazo 64 cm
	Pierna 67 cm
	Brazo 75 cm
	Pierna 85 cm
Material de las férulas	PVC
Dimensiones bolsa plegada	370 x 220 x 60 mm
Dimensiones bolsa abierta	1600 x 370 mm
Peso	1750 ± 50 g

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it

QS24202A

AIR SPLINT - CONJUNTO FÉRULAS 6 MED. C/BOLSA

SET compuesto por los siguientes DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

QS24237 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE ANTEBRAZO	Id. reg. 103611	CND V0804
QS24240 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE PIERNA	Id. reg. 103636	CND V0804
QS24264 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE BRAZO	Id. reg. 103628	CND V0804
QS24267 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE TIBIA	Id. reg. 103639	CND V0804
QS24275 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE TOBILLO	Id. reg. 103633	CND V0804
QS24285 - AIR SPLINT - FÉRULA INFLABLE RODILLA	Id. reg. 103644	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

 COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it